

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sars-Cov-2 Spike S2 Ecd Para Wb, Db, If/Icc, Ip Y Elisa - P0Dtc2

Número de artículo: CM0023544



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al dominio extracelular (ECD) de la proteína Spike S2 del SARS-CoV-2. Validado para WB, DB, IF/ICC, IP y ELISA. Reconoce humano y SARS-CoV-2. Adecuado para la investigación de entrada y fusión viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SARS-CoV-2 Spike S2 ECD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	glucoproteína spike; SARS-CoV-2 Spike S2 ECD
Especie	Conejo
ID de Gen	43740568
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 686-1214 del dominio extracelular S2 de la proteína Spike del SARS-CoV-2 (YP_009724390.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso Proteico	141kDa
Envío	Bolsa de hielo