

Anticuerpo Policlonal Anti-Spike S2 Del Sars-Cov-2 Para Wb, Ip, Elisa - P0Dtc2

Número de artículo: CM0024350



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la subunidad S2 de la proteína Spike del SARS-CoV-2, apto para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Detecta la glicoproteína de espiga del SARS-CoV-2 (UniProt P0DTC2) con reactividad cruzada frente al SARS-CoV-2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SARS-CoV-2 Spike S2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	glicoproteína de espiga; SARS-CoV-2 Spike S2
ID del Gen	43740568
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso Proteico	141kDa
Envío	Bolsa de hielo