

Anticuerpo Policlonal Anti-Pico De Sars-Cov Para Wb Y Elisa - P59594

Número de artículo: CM0020972



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la glicoproteína de pico (E2) del SARS-CoV. Validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con SARS-CoV. Ideal para estudiar mecanismos de entrada viral, fusión y evasión inmune del huésped.

[Aprende más](#)

Especificaciones y Parámetros Centrales del Producto	
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-Pico de SARS-CoV
Observaciones/Alias	E2; Pico de SARS-CoV
ID del Gen	1489668
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-700 de la proteína de pico del coronavirus (NP_828851.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	SARS-CoV
SWISS	P59594
Peso Proteico	139kDa
Envío	Bolsa de hielo