

Anticuerpo Monoclonal Anti-Rbd De La Espícula De Sars-Cov Para Wb, Elisa - P59594

Número de artículo: CM0006970



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido al dominio de unión al receptor (RBD) de la glicoproteína de la espícula del SARS-CoV (P59594). Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Apto para investigación de entrada viral y evasión inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-RBD de la Espícula de SARS-CoV
Observaciones/Alias	E2; RBD de la Espícula de SARS-CoV
ID del Gen	1489668
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 del RBD de la espícula del coronavirus SARS-CoV (NP_828851.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	SARS-CoV
SWISS	P59594
Peso Molecular de la Proteína	139kDa
Envío	Bolsa de hielo