

Policlonal Anti-Rbd De Spike De Sars-Cov Para Wb, Elisa - P59594

Número de artículo: CM0021814



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para el dominio de unión al receptor (RBD) de la glicoproteína Spike de SARS-CoV. Validado para WB y ELISA, es un reactivo clave para la investigación de coronavirus y el desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra RBD de Spike de SARS-CoV
Notas/Alias	E2; SARS-CoV Spike RBD
ID del Gen	1489668
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 350-450 del RBD de Spike de coronavirus (NP_828851.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	SARS-CoV
SWISS	P59594
Peso Proteico	139kDa
Envío	Bolsa de hielo