

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sars-Cov Spike Rbd Para Wb Y Elisa - P59594

Número de artículo: CM0002734



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige al dominio de unión al receptor (RBD) de la glicoproteína Spike de SARS-CoV (UniProt P59594). Validado para WB y ELISA, adecuado para aplicaciones de diagnóstico e investigación que involucran SARS-CoV.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo SARS-CoV Spike RBD
Observaciones/Alias	E2; SARS-CoV Spike RBD
ID de Gen	1489668
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 del coronavirus Spike RBD (NP_828851.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	SARS-CoV
SWISS	P59594
Peso Proteico	139kDa
Envío	Bolsa de hielo