


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sars Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49591

Número de artículo: CM0016249



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SARS humano (seril-ARNt sintetasa), validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la regulación de la traducción y la angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	SARS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SARS; SERS; SERRS; NEDMAS
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6301
ID del gen	6301
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de SARS humano (NP_006504.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P49591
Peso molecular	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo