


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sars/Seryl-Trna Sintetasa (Sars1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49591

Número de artículo: CM0029703



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SARS (seryl-tRNA sintetasa, SARS1) para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Muestra reactividad cruzada con humano, ratón, rata. Esencial para estudiar la regulación transcripcional y traduccional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SARS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SARS; SERS; SERRS; NEDMAS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6301
GeneID	6301
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de SARS humano (NP_006504.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49591
Peso Molecular de la Proteína	59kDa
Envío	Bolsa de hielo