


Anticuerpo Policlonal Anti-Sart1 (Pab De Conejo) Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O43290

Número de artículo: CM0029059



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la SART1 humana, un factor de empalme del tri-snRNP U4/U6.U5. Validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para uso diagnóstico y de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SART1
Observaciones/Alias	HAF; Ara1; HOMS1; Snu66; SART1259; SNRNP110; SART1
Especie	Humano
GeneID	9092
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43290
Peso Proteico	90kDa
Envío	Bolsa de hielo