

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Sart3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15020

Número de artículo: CM0014680



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra SART3, un factor de reciclaje del spliceosoma. Validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar el empalme de ARNm y la regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SART3 Rabbit pAb
Abreviaturas / Alias	P100; p110; DSAP1; TIP110; p110(nrb); RP11-13G14; SART3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9733
ID del Gen	9733
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 664-963 de SART3 humano (NP_055521.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15020
Peso Proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo