


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sat1 Para Wb, Elisa - P21673

Número de artículo: CM0028223



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SAT1 humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta SAT1, también conocido como SSAT, implicado en la acetilación de poliaminas. Reacciona de forma cruzada con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SAT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SAT, DC21, KFSD, SSAT, KFSDX, SSAT-1, SAT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6303
GeneID	6303
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-171 de SAT1 humano (NP_002961.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P21673
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo