


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Satb1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q01826

Número de artículo: CM0006660



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra SATB1, adecuado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Tiene reacción cruzada con SATB1 de humano, ratón y rata. Para investigación sobre cromatina y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SATB1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	DEFDA; KTZSL; SATB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6304
GeneID	6304
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 572-763 de la SATB1 humana (NP_002962.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01826
Peso proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo