


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Satb1 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q01826

Número de artículo: CM0024767



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SATB1 validado para WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de remodelación de cromatina, desarrollo de células T y metástasis del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra SATB1
Observaciones/Alias	DEFDA; KTZSL; SATB1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6304
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 572-763 de SATB1 humano (NP_002962.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01826
Peso Proteico	86 kDa
Envío	Bolsa de hielo