


Anticuerpo Monoclonal Anti-Satb2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Upw6

Número de artículo: CM0003591



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra SATB2 humana, validado para WB, IF, IHC, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudios de cromatina y neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SATB2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GLSS, DEL2Q32Q33, C2DELq32q33, SATB2
Especie	Humana
GeneID (humano)	23314
GeneID	23314
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 634-733 de la SATB2 humana (NP_001165980.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
Reacción Cruzada	Humana, Ratón
SWISS	Q9UPW6
Peso de la Proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo