


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Satb2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Upw6

Número de artículo: CM0022425



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SATB2 humano (SWISS: Q9UPW6). Validado para Western blot, inmunohistoquímica (parafina) y ELISA. Adecuado para investigación en regulación transcripcional, neurodesarrollo y diferenciación de osteoblastos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SATB2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GLSS; DEL2Q32Q33; C2DELq32q33; SATB2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	23314
ID del Gen	23314
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 634-733 de SATB2 humano (NP_001165980.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9UPW6
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo