


Anticuerpo Policlonal Anti-Sav1 Para Wb, Elisa - Q9H4B6

Número de artículo: CM0029977



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SAV1 humano (hWW45), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación en señalización Hippo, control del tamaño de órganos y supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SAV1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SAV; WW45; WWP4; SAV1
Especie	Humano
GeneID (humano)	60485
GeneID	60485
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 199-383 de la proteína SAV1 humana (NP_068590.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H4B6
Peso de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo