


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sbds Para Wb, Elisa - Q9Y3A5

Número de artículo: CM0003422



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido a la proteína SBDS humana, validado para Western blot y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para la investigación de la biogénesis de ribosomas y el síndrome de Shwachman-Diamond.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SBDS Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SDS; SDO1; SWDS; CGI-97; SBDS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51119
GeneID	51119
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 151-250 del SBDS humano (NP_057122.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y3A5
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo