

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sbf1 Para Wb, Elisa - 095248

Número de artículo: CM0013758

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SBF1 humano (MTMR5), validado para aplicaciones de WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano y rata. Ideal para investigar la autofagia, la mielinización neuronal y las vías de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SBF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MTMR5; CMT4B3; DENND7A; SBF1
Especie	Humano
GeneID (humano)	6305
GeneID	6305
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1630-1770 del SBF1 humano (NP_002963.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	095248
Peso Proteico	208kDa
Envío	Bolsa de hielo