

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Scaf4 Para Ihc-P Y Elisa - O95104

Número de artículo: CM0023108



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SCAF4 de alta calidad, validado para IHC-P y ELISA. Reconoce SCAF4 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la regulación transcripcional y los mecanismos de terminación prematura del ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra SCAF4
Observaciones/alias	SRA4; SFRS15; SCAF4
Especie	Humano
ID del gen (humano)	57466
ID del gen	57466
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-248 de SCAF4 humano (NP_065757.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O95104
Peso de la proteína	126 kDa
Envío	Bolsa de hielo