


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Scaf8 (Rbm16) Para Wb Y Elisa - Q9Upn6

Número de artículo: CM0021441



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína SCAF8 (RBM16) humana, adecuado para Western blotting y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para estudios de terminación de la transcripción y procesamiento de ARN. Inmunógeno recombinante, 141 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SCAF8 Rabbit pAb
Notas / Alias	RBM16; SCAF8
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	22828
ID de gen	22828
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 572-634 de la proteína SCAF8 humana (NP_055707.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UPN6
Peso molecular de la proteína	141kDa
Envío	Bolsa de hielo