

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Scamp1 Para Wb, Elisa - O15126

Número de artículo: CM0027770

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SCAMP1, validado para WB y ELISA. Reconoce SCAMP1 de humano, ratón y rata. Ideal para estudiar las vías de reciclaje post-Golgi y el tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SCAMP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SCAMP; SCAMP37; SCAMP1
Especie	Humano
ID de gen (humano)	9522
ID de gen	9522
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de SCAMP1 humano (NP_004857.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15126
Peso de la proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo