

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Scamp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O15127

Número de artículo: CM0019534

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SCAMP2 de alta calidad, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce SCAMP2 humano, de ratón y de rata (37 kDa). Ideal para estudiar la proteína 2 de membrana asociada al transportador secretor en el reciclaje pos-Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-SCAMP2
Observaciones/Alias	SCAMP2
Especie	Humana
ID del gen	10066 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-152 de SCAMP2 humana (NP_005688.2).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	O15127
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo