

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sccpdh Para Wb, Elisa - Q8Nbx0

Número de artículo: CM0021662

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SCCPDH humano (NET11, CGI-49), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano y ratón; inmunógeno de proteína recombinante. Ideal para estudiar la función de oxidorreductasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SCCPDH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NET11; CGI-49; SCCPDH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51097
GeneID	51097
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de SCCPDH humano (NP_057086.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8NBX0
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo