


Anticuerpo Policlonal Anti-Scd Para Wb, If/Icc, Elisa - 000767

Número de artículo: CM0024911



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la estearoil-CoA desaturasa (SCD) humana. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano y rata. Adecuado para investigación en metabolismo lipídico y biosíntesis de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] SCD Conejo pAb
Observaciones/Alias	SCD1; FADS5; SCDOS; hSCD1; MSTP008; SCD
Especie	Humano
GeneID (humano)	6319
GeneID	6319
Inmunógeno	péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	000767
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo