

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Scd1 Para Wb, If/Icc, Elisa - 000767

Número de artículo: CM0008006



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra SCD1 humano (estearoil-CoA desaturasa), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Se dirige a la enzima de biosíntesis de ácidos grasos; ideal para la investigación metabólica y de lípidos. Reactividad cruzada humana.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | SCD1 Rabbit mAb                                                                                                      |
| Observaciones/Alias | SCD1; FADS5; SCDOS; hSCD1; MSTP008                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                               |
| ID de Gen (Humano)  | 6319                                                                                                                 |
| ID de Gen           | 6319                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 260-359 del SCD1 humano (NP_005054.3) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                             |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                               |
| SWISS               | O00767                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 42kDa                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                       |