


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Scd1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00767

Número de artículo: CM0020711



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a SCD1 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Esteaurel-CoA desaturasa participa en la biosíntesis de lípidos y la homeostasis energética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SCD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SCD1; FADS5; SCDOS; hSCD1; MSTP008; SCD
Especie	Humano
GeneID (humano)	6319
GeneID	6319
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la proteína SCD humana (NP_005054.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00767
Peso proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo