

Anticuerpo Policlonal Anti-Scd5 Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q86Sk9

Número de artículo: CM0013893

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SCD5 humano (desaturasa 5 de estearoil-CoA, alias SCD4/ACOD4), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Participa en la desaturación de ácidos grasos, la proliferación neuronal y la sordera.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SCD5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SCD4; ACOD4; FADS4; HSCD5; DFNA79; SCD5
Especie	Humano
ID del gen	79966
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-75 de SCD5 humano (NP_001032671.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q86SK9
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo