

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Scd5 Para Wb, Elisa - Q86Sk9

Número de artículo: CM0026609

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SCD5 de alta calidad validado para Western blot y ELISA. Detecta SCD5 humano, de ratón y de rata, una enzima clave en la biosíntesis de ácidos grasos y la diferenciación neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SCD5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SCD4; ACOD4; FADS4; HSCD5; DFNA79; SCD5
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	79966
ID de Gen	79966
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 231-330 del SCD5 humano (NP_001032671.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86SK9
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo