

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Scfd1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wvm8

Número de artículo: CM0025192

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SCFD1 (también conocido como SLY1, STXBP1L2) para Western blot, IHC-P y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Ideal para el estudio del transporte ER-Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SCFD1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SLY1; RA410; SLY1P; STXBP1L2; C14orf163; SCFD1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	23256
ID de Gen	23256
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 373-642 del SCFD1 humano (NP_057190.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WVM8
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo