

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Scg2 Para Wb, If-P, Elisa - P13521

Número de artículo: CM0027194

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SCG2 humano (Secretogranina-2), validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona con humano y rata. Adecuado para investigación neuroendocrina y estudios de biogénesis de gránulos secretores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SCG2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SN, CHGC, EM66, SgII, SCG2
Especie	Humano
ID del Gen	7857
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-320 de SCG2 humano (NP_003460.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P13521
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo