

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Scgb1A1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11684

Número de artículo: CM0023561



Introducción

SCGB1A1 Rabbit pAb detecta la proteína SCGB1A1 humana (Uteroglobina/CC10), una proteína secretora de células club, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación respiratoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SCGB1A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UGB, UP1, CC10, CC16, CCSP, UP-1, CCPBP, SCGB1A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7356
GeneID	7356
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-91 de la proteína SCGB1A1 humana (NP_003348.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P11684
Peso de la proteína	10kDa
Envío	Bolsa de hielo