

Anticuerpo Policlonal Anti-Scgb3A2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96PI1

Número de artículo: CM0016541

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SCGB3A2 humana, una secretoglobina con roles antiinflamatorios y antifibróticos. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre desarrollo pulmonar e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SCGB3A2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LU103, PNSP1, UGRP1, pnSP-1, SCGB3A2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	117156
GeneID	117156
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-93 de SCGB3A2 humana (NP_473364.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96PL1
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo