


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Scin Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6U3

Número de artículo: CM0019908



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SCIN humano (Scinderina/Adseverina) para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Adecuado para investigación en exocitosis, megacariocitos y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SCIN Ac. pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SCIN; adseverina
Especie	Humano
ID del Gen	85477
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de SCIN humano (NP_001106177.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y6U3
Peso Molecular de la Proteína	80kDa
Envío	Bolsa de hielo