

Anticuerpo Policlonal Anti-Scly Para Wb, Elisa - Q96I15

Número de artículo: CM0014523



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SCLY de alta calidad para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona con SCLY humano, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación del metabolismo de la selenocisteína.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SCLY Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SCL; hSCL; SCLY
Especie	Humano
GeneID (humano)	51540
GeneID	51540
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 284-453 de SCLY humano (NP_057594.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q96I15
Peso molecular	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo