

Anticuerpo Policlonal Anti-Scml1 Para Wb, Elisa - Q9Un30

Número de artículo: CM0019173

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína humana SCML1, una supuesta proteína del grupo Polycomb involucrada en la represión transcripcional. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para investigación en espermatogénesis y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SCML1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SCML1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6322
GeneID	6322
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-200 de la SCML1 humana (NP_006737.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q9UN30
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo