


Anticuerpo Policlonal Anti-Scn1B De Conejo Para Wb, Elisa - Q07699

Número de artículo: CM0014446



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-SCN1B validado para Western blot y ELISA. Reconoce SCN1B humano, de ratón y de rata, una subunidad reguladora del canal de sodio dependiente de voltaje involucrada en la excitabilidad neuronal y la función cardíaca. Ideal para investigación en neurociencia y cardiovascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SCN1B
Observaciones/Alias	DEE52; ATFB13; BRGDA5; EIEE52; GEFSP1; SCN1B
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	6324
ID del Gen	6324
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-160 de SCN1B humano (NP_950238.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07699
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo