


Anticuerpo Policlonal Anti-Scn2A Para Wb, Elisa - Q99250

Número de artículo: CM0018366



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la SCN2A humana (subunidad alfa del canal de sodio Nav1.2). Apto para WB y ELISA; 228 kDa. Ideal para investigación en neurociencia y canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SCN2A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EA9; HBA; NAC2; BFIC3; BFIS3; BFNIS; DEE11; HBSCI; EIEE11; HBSCI; Nav1.2; SCN2A1; SCN2A2; Na(v)1.2; SCN2A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6326
GeneID	6326
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 275-401 de la SCN2A humana (NP_001035232.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q99250
Peso Proteico	228kDa
Envío	Bolsa de hielo