


Anticuerpo Policlonal Anti-Scn5A Para Wb, Elisa - Q14524

Número de artículo: CM0019271



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido al canal de sodio SCN5A (Nav1.5), validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para investigación en electrofisiología cardíaca y canalopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SCN5A Conejo pAb
Observaciones/Alias	HB1; HB2; HH1; IVF; VF1; HBBD; ICCD; LQT3; SSS1; CDCD2; CMD1E; CMPD2; PFHB1; Nav1.5; SCN5A
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6331
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1950-2016 de SCN5A humano (NP_932173.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q14524
Peso Molecular de la Proteína	227 kDa
Envío	Bolsa de hielo