

Anticuerpo Policlonal Anti-Scnn1B Para Wb Y Elisa - P51168

Número de artículo: CM0022106

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la subunidad beta del canal epitelial de sodio (SCNN1B/ENaC beta) para aplicaciones de WB y ELISA. Específico para SCNN1B humano y de ratón, ideal para investigaciones renales y respiratorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SCNN1B Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	BESC1, ENaCb, SCNEB, LIDLS1, PHA1B2, ENaCbeta, beta-ENaC, beta-NaCH, SCNN1B
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6338
ID del gen	6338
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 406-640 de SCNN1B humano (NP_000327.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P51168
Peso de la proteína	73 kDa
Envío	Bolsa de hielo