


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Scnn1G Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P51170

Número de artículo: CM0020170



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SCNN1G humano (subunidad gamma ENaC). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de canales de sodio y transporte epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SCNN1G pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PHA1; BESC3; ENaCg; LDLS2; SCNEG; PHA1B3; ENaCgamma; SCNN1G
Especie	Humano
GeneID	6340 (humano)
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-250 de SCNN1G humano (NP_001030.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51170
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo