


Anticuerpo Policlonal Anti-Sco1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075880

Número de artículo: CM0025511



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SCO1 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para estudios sobre el metabolismo mitocondrial del cobre y el ensamblaje de la citocromo c oxidasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SCO1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SCOD1; MC4DN4; SCO1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6341
GeneID	6341
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 del SCO1 humano (NP_004580.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075880
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo