

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sco2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43819

Número de artículo: CM0029501



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SCO2 humano, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con SCO2 de ratón y rata (30 kDa), una chaperona de cobre mitocondrial esencial para el ensamblaje del citocromo c oxidasa y la función de la cadena respiratoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo SCO2
Observaciones/Alias	TP; MYP6; TYMP; ECGF1; SCO1L; MC4DN2; CEMCOX1; PD-ECGF; TdRPase; Gliostatina; SCO2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9997
GeneID	9997
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43819
Peso proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo