

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Scp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P22307

Número de artículo: CM0027031



Introducción

pAb de conejo anti-SCP2 validado para WB, IHC-P y ELISA en humanos y ratones. SCP2 es una proteína peroxisomal que cataliza el último paso de la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena ramificada y media la transferencia de lípidos. Adecuado para investigación metabólica y cardiovascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-SCP2
Observaciones/Alias	NLTP; SCOX; SCPX; SCP-2; SCP-X; NSL-TP; SCP-CHI; SCP2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	6342
ID de gen	6342
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-322 de SCP2 humano (NP_001007099.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P22307
Peso de la proteína	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo