

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Scrn3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q0Vdg4

Número de artículo: CM0015389

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SCRN3 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce SCR3 de humano, ratón y rata. Ideal para estudiar los mecanismos de nocicepción térmica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo anti-SCRN3
Observaciones/Alias	SES3; SCR3
Especie	Humano
ID de gen (humano)	79634
ID de gen	79634
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-410 de SCR3 humano (NP_078859.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q0VDG4
Peso de la proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo