

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sctr - P47872

Número de artículo: CM0029023



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SCTR humano (receptor de secretina), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para la investigación sobre la regulación del pH, la termogénesis y la homeostasis del agua.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SCTR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SR; SCTR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6344
GeneID	6344
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 151-461 del SCTR humano (P47872).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P47872
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo