

Anticuerpo Policlonal Anti-Scyl2 Para Wb Y Elisa - Q6P3W7

Número de artículo: CM0017736

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-SCYL2 validado para WB y ELISA, reacciona con humano y rata. SCYL2, una quinasa asociada a clatrina, regula el tráfico de receptores neuronales y el desarrollo cerebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SCYL2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AMC4; AMCNACC; CVAK104; SCYL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55681
GeneID	55681
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de SCYL2 humano (NP_060458.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q6P3W7
Peso Proteico	104kDa
Envío	Bolsa de hielo