

Anticuerpo Policlonal Anti-Scyl2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6P3W7

Número de artículo: CM0013418

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a SCYL2 (CVAK104). Validado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar el tráfico mediado por clatrina y la función neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo SCYL2
Observaciones/Alias	AMC4; AMCNACC; CVAK104; SCYL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55681
GeneID	55681
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de SCYL2 humano (NP_060458.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6P3W7
Peso Proteico	104kDa
Envío	Bolsa de hielo