

Anticuerpo Policlonal Anti-Sd1 Para Wb Y Elisa - B6F2D9

Número de artículo: CM0022120

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SD1 (giberelina 20-oxidasa) de Oryza sativa. Validado para Western blot y ELISA, ideal para estudiar la biosíntesis de giberelinas y la regulación del crecimiento vegetal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SD1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	sd1; GA20; Sd-1; 20ox2; C20ox2; SD1-2E; GA20OX2; Os20ox2; osGA20ox2; SD1
Especie	Oryza sativa
ID del Gen	4325003
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de SD1 de Oryza sativa (Q0JH50)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	B6F2D9
Peso Molecular de la Proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo