

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sdc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P34741

Número de artículo: CM0018860



Introducción

pAb de conejo anti-SDC2 validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Dianas sindecano-2, un proteoglicano de heparán sulfato que regula la morfogénesis de las dendritas y la neurogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SDC2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HSPG; CD362; HSPG1; SYND2; SDC2
Especie	Humano
ID de Gen	6383
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 19-144 del SDC2 humano (NP_002989.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P34741
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo