


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sdc4 Para Wb Y Elisa - P31431

Número de artículo: CM0024147



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SDC4 humana (Sindecano-4), validado para WB y ELISA. Ideal para investigación de biogénesis de exosomas y desarrollo de ensayos diagnósticos. Reconoce una banda de ~22 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SDC4 Rabbit pAb
Notas / Alias	SYND4; SDC4
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	6385
ID del gen	6385
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-145 de la SDC4 humana (NP_002990.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P31431
Peso molecular de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo